






Palmo




CHR - chrom



FEU - feuer



ATO - atoll



AMA - amazonas

NOTE: This is for reference only, actual colours may vary

Keine Urmuster hinsichtlich Farbe und Qualität. *No counter samples regarding to colour and quality.*



NF M2, BS5852 IS 0+1, EN1021-1+2, MVSS302 DIN53438 (Teil 1),
DIN4102 (B2), Ö-NORM B3825, UNI 9175-1 IM

Charakter

Hochwertiger Polyesterbezugstoff mit feiner Kalbsledernarbung.

Technische Eigenschaften

Materialzusammensetzung:

ca. 12% BW-Gewirke

ca. 88% PVC-Compound

Gewicht: 825 +/- 50 gr./m²

Dicke: 1,25 +/- 0,2 mm

- lange Haltbarkeit
- schwerentflammbar
- desinfektionsmittelbeständig
- reiß- und weiterreißfest
- abriebfest
- urin- und blutbeständig
- pflegeleicht

Sonstige Hinweise

Reinigung:

Einfach mit lauwarmem Wasser und einem Mikrofaser Tuch reinigen. Bitte verwenden Sie keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel. Tintenflecken bitte umgehend entfernen, keine öl- oder fetthaltigen Mittel verwenden.



Palmo

Character

High quality upholstery material with a grain of fine calf leather.

Technical Properties

Material composition:

approx. 12% cotton fibre

approx. 88% PVC-compound

weight: 825 +/- 50 gr./m²

thickness: 1,25 +/- 0,2 mm

- long durability
- flame retardant
- resistant to disinfectants
- very tear resistant
- resistant to abrasion
- resistant to blood and urine
- easy to clean

Other instructions

Recommended cleaning:

Simply clean with warm water and a micro fibre cloth. Please do not use solvents, bleaches, abrasives, chemical detergents or wax polishes. Please remove ink stains immediately, do not use care agents containing oil or fat



TekMed

1300 720 727

12 Bellevue Crescent Preston Victoria 3072 Australia

T (03) 9487 9999 F (03) 9484 8792


info@tekmed.com.au www.tekmed.com.au

TekMed NZ

Ph: 0800 456 217

info@tekmed.co.nz

www.tekmed.co.nz



*nach den gesetzlichen Bestimmungen
prescribed by law



12 Bellevue Crescent Preston Victoria 3072 Australia

T (03) 9487 9999 F (03) 9484 8792

info@tekmed.com.au www.tekmed.com.au

Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation
Max-Planck-Str. 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon +49 (0) 6172-7576-0 · Fax +49 (0) 6172-7576-10 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com